

AKTIVLINE® BASIC

Rivenditore	<input type="checkbox"/> Ordine N° _____ <input type="checkbox"/> Preventivo Data _____ Firma _____ Riferimento cliente _____
<h2 style="margin: 0;">PAGINA 1/4</h2> <p style="margin: 0;">aprile 2011</p>	

AKTIVLINE sistema posturale dinamico standardizzato completo di base da esterni MINY

- Struttura dinamica in alluminio dotata di snodi fisiologici nella regione pelvica e dell'articolazione del ginocchio
- Sedile e schienale anatomici
- Pelotte toracali regolabili in altezza e larghezza
- Seduta regolabile in larghezza e profondità, schienale regolabile in altezza con step di 5 cm
- Sistema AFS (cuneo di abduzione-poggiapiedi) estraibile
- Pedana pieghevole
- Ruote posteriori da 12", 16", 22" o 24" ad estrazione rapida con freni a tamburo e ruotine anteriori da 200x50
- Maniglione di spinta regolabile in altezza ed angolazione
- Sistema antiribaltamento a scomparsa sotto il sedile
- Sistema posturale rimuovibile e base da esterni facilmente trasportabile
- Posizionamento sistema posturale, regolabile in altezza e profondità
- Appoggiatesta standard
- Braccioli regolabili in altezza
- Cinghia pelvica
- Cintura bretellaggio



NR. REPERTORIO: 193073/R

Dati tecnici

Ruote	Taglia 1	Taglia 2	Taglia 3	Taglia 1	Taglia 2	Taglia 3
	12" / 16"	12" / 16"	12" / 16"	22" / 24"	22" / 24"	22" / 24"
Larghezza telaio, base da esterni	35 cm	40 cm	40 cm	35 cm	40 cm	40 cm
Peso complessivo	27 kg circa	28 kg circa	30 kg circa	27 kg circa	28 kg circa	30 kg circa
Larghezza seduta	18 - 24 cm	24 - 30 cm	30 - 36 cm	18 - 24 cm	24 - 30 cm	30 - 36 cm
Profondità seduta	20 - 25 cm	27 - 32 cm	34 - 39 cm	20 - 25 cm	27 - 32 cm	34 - 39 cm
Altezza schienale	33 - 38 cm	38 - 43 cm	43 - 48 cm	33 - 38 cm	38 - 43 cm	43 - 48 cm
Ingombro in larghezza seduta (s/bracc.)	28 - 34 cm	34 - 40 cm	40 - 46 cm	28 - 34 cm	38 - 40 cm	40 - 46 cm
Altezza maniglione di spinta	90 - 105 cm	90 - 105 cm	90 - 105 cm	90 - 105 cm	90 - 105 cm	90 - 105 cm
Ingombro in larghezza complessivo (con campanatura)	55 cm (+5 cm)	60 cm (+5 cm)	60 cm (+5 cm)	55 cm (+5 cm)	60 cm (+5 cm)	60 cm (+5 cm)
Massima lunghezza	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm (22")	o 85 cm (24")	
Portata massima	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Colore tele	arancio	verde	blu	arancio	verde	blu
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. nr. 39800-1	39800-2	39800-3	39800-1	39800-2	39800-3

PREZZO COMPLETO DI BASE DA ESTERNI EURO 9.990,00

I prezzi sono al netto di IVA, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.
I prezzi riportati sono validi fino al 31/12/2011.



Via Dell'Artigianato II, 29 - 35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. 049 9325733 Fax 049 9325734
offcarr@offcarr.com www.offcarr.com

MODULO D'ORDINE **AKTIVLINE® BASIC**

PAGINA 2/4

BASE MINY

con freni a tamburo
completa di maniglione
di spinta

Ruote post. 12"

Ruote post. 22"

ruotine ant. 200x50mm

coperture piene

Ruote post. 16"

Ruote post. 24"

ruotine ant. 175mm

coperture pneumatiche

tipo coperture:

colore telaio: grigio metallizzato



Rif.	Descrizione	Taglia	Unità	Prezzo
------	-------------	--------	-------	--------

POGGIATESTA



43046	Attacco ALULINE per poggiatesta	<input type="checkbox"/> con 1 snodo	PZ	---	
43048	completo di snodo e supporto	<input type="checkbox"/> con 2 snodi		84,00 (magg.)	
43049	Attacco ALULINE per poggiatesta, reg. laterale	<input type="checkbox"/> con 1 snodo	PZ	108,00 (magg.)	
43047	completo di 1 snodo e supporto	<input type="checkbox"/> con 2 snodi		134,00 (magg.)	
43010	Poggiatesta standard in simil-pelle	<input type="checkbox"/> Taglia 0 <input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2	PZ	---	
43011	Poggiatesta sagomato , in simil-pelle	<input type="checkbox"/> Taglia 0 <input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2	PZ	66,00 (magg.)	
43015	Fodera per poggiatesta		PZ	66,00	



TRONCO

44301	Supporto lombale completo di fissaggio in velcro sotto la tela	<input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2 <input type="checkbox"/> Taglia 3	PZ	75,00		
44110u	Cintura pettorale con roller	<input type="checkbox"/> in tela <input type="checkbox"/> in simil-pelle <input type="checkbox"/> neoprene	PZ	90,00		
44115	Cintura pettorale con flap	<input type="checkbox"/> in simil-pelle <input type="checkbox"/> neoprene	<input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2 <input type="checkbox"/> Taglia 3	PZ	155,00	
47130	Cintura bretellaggio RV con zip anteriore	<input type="checkbox"/> uomo <input type="checkbox"/> donna <input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2 <input type="checkbox"/> Taglia 3 <input type="checkbox"/> Taglia 4	<input type="checkbox"/> in tela <input type="checkbox"/> in neoprene	PZ	66,00 (magg.) 100,00 (magg.)	






I prezzi sono al netto di IVA, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.

I prezzi riportati sono validi fino al 31/12/2011.

Rif.	Descrizione	Taglia	Unità	Prezzo		
47132	Cintura bretellaggio Estraibile	<input type="checkbox"/> uomo <input type="checkbox"/> donna <input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2 <input type="checkbox"/> Taglia 3 <input type="checkbox"/> Taglia 4	<input type="checkbox"/> in tela <input type="checkbox"/> in neoprene	PZ	66,00 (magg.) 100,00 (magg.)	
47133	Cintura bretellaggio Standard	<input type="checkbox"/> uomo <input type="checkbox"/> donna <input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2 <input type="checkbox"/> Taglia 3 <input type="checkbox"/> Taglia 4	<input type="checkbox"/> in tela <input type="checkbox"/> in neoprene	PZ	---	





ARTI SUPERIORI

42025	Braccioli regolabili in altezza, orientabili ed estraibili			CP		
42811 42812 42813 42814	Tavolino in plastica con bordi completo di attacchi (N.T. 18.09.39.172)	<input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2 <input type="checkbox"/> Taglia 3 <input type="checkbox"/> Taglia 4		PZ	280,00	
42511 42512 42513 42514	Tavolino in legno con bordi completo di attacchi (N.T. 18.09.39.172)	<input type="checkbox"/> Taglia 1 <input type="checkbox"/> Taglia 2 <input type="checkbox"/> Taglia 3 <input type="checkbox"/> Taglia 4		PZ	280,00	
42515	Attacco ribaltabile per tavolo	<input type="checkbox"/>		PZ	75,00	
42517	Attacco doppio per tavolo	<input type="checkbox"/>		PZ	75,00	
42710	Antiscivolo x tavolo, trasparente	<input type="checkbox"/>		PZ	60,00	



BACINO

44175-1	Cinghia pelvica con 2 punti di fissaggio, in neoprene taglia 1	<input type="checkbox"/> Taglia 1		PZ	---	
44175-2 44175-3	Cinghia pelvica con 2 punti di fissaggio, in neoprene taglia 2 e 3	<input type="checkbox"/> Taglia 2 <input type="checkbox"/> Taglia 3		PZ	---	

I prezzi sono al netto di IVA, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.
I prezzi riportati sono validi fino al 31/12/2011.

