

Rivenditore \_\_\_\_\_

Riferimento Codici N.T.

Nr. Repertorio DM: 524871


Legenda

Carrozzina pieghevole 12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori 12.24.21.112  
 Struttura leggera 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori 12.24.21.106

di serie  accessori con magg.  
 accessori a N.T.  accessori a listino  
 accessori a N.T. con maggiorazione

# ALTHEA

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44 46 48 50  
 Δ52\* Δ56\* Δ60\* (con barra tenditrice obbligatoria a parte)
- P** Profondità Sedile 36 38 40 42 44 46  
 Regolabile di 6 cm (max. 50 cm)  
48 50
- HS** Altezza Schienale 29 31 33 35 37 39 41 43 45  
47 49 51 55 60 (barra tenditrice inclusa)
- HA** Altezza Sedile Anteriore 42 43 44 46 48 50 52  
54
- HP** Altezza Sedile Posteriore 38 40 42 44 46 48 50
- DP** Distanza Sedile Pedana 34 35 37 39 41 43 45 47 49 51  
 (da 17 a 32 cm pedana montata sul telaio) ..... cm



**Colore telaio**

- Blu metallizzato  Rosso Perlato  Grigio metallizzato  
 Bianco perlato  Nero brillante  Nero opaco  
 ..... (vedi catalogo "Colori")


**Rivestimenti**

- Nylon  
 Nylon tensionabile  
 Tessuto traspirante-tens.  
 Senza telo schienale  
 Telo sedile allungabile (di serie)  
 Telo sedile intero  
 Senza telo sedile

**Colore rivestimento**


- (\*solo rivestimento in nylon tensionabile)  
 Nero  
 Rosso \*  Arancio \*  
 Bluette \*  Verde \*  
 Azzurro \*

Pedane non estraibili




Pedane estraibili angolo 82°

(misure indicative con DP 41 cm)  
 (da verificare configurazione per event. ruotine ant. 175)  
 (STANDARD)




Pedane estraibili angolo 68°

(misure indicative con DP 41 cm)



Δ Pedane elevabili (estraibili)



Separate in plastica

(solo L = da 38 a 46 cm)



- Cinturini fermapiedi  
 Cinturini fermatalloni

Separate in profilo di alluminio con pedellino regolabile in inclinazione:

- posizionato in avanti  posizionato indietro

- Cinturini fermapiedi

Unica in profilo di alluminio con pedellino regolabile in inclinazione:


(non disponibile con pedane elevabili)

- posizionato in avanti  posizionato indietro

- Cinturini fermapiedi  
 Ferma talloni


A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio

(non disponibile con pedane estraibili o elevabili; solo L = da 36 a 46 cm)




- Cinturini fermapiedi

**Salva abiti**




- Plastica



- Alluminio (in tinta)

Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm ribaltabile




- Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)  
 Chiuso  
 Alto 27 cm dal sedile

**Appoggiamito**

- Classico (lungo 23 cm)  
 Dritto (lungo 26 cm)  
 Tubolare  
 Emplegico DX  
 Emplegico SX

Bracciolo Sport estraibile - h 22 cm ribaltabile



- Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)  
 Chiuso  
 Alto 27 cm dal sedile

**Appoggiamito**

- Classico (lungo 23 cm)  
 Dritto (lungo 26 cm)  
 Tubolare  
 Emplegico DX  
 Emplegico SX

Bracciolo a "U" estraibile - h 22 cm ribaltabile




- Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)  
 Chiuso  
 Alto 27 cm dal sedile

**Appoggiamito**

- Dritto (lungo 26 cm)  
 Dritto (lungo 36 cm)  
 Tubolare  
 Emplegico DX  
 Emplegico SX

Bracciolo regolabile in altezza ribaltabile (solo chiuso)



**Appoggiamito**

- Classico (lungo 30 cm)  
 Classico (lungo 36 cm)  
 Dritto (lungo 26 cm)  
 Dritto (lungo 36 cm)  
 Emplegico DX  
 Emplegico SX

### Ruote posteriori 14

- 24" 36 raggi
- 22" 36 raggi
- 20" 36 raggi
- 24" MTB con cop. CITYBIKE
- 24" MTB con cop. CITYBIKE

#### Coperture

- Pneum. Scolpite ( x 1"3/8 )
- Pneum. alta press. Lisce (24")
- Pneum. alta press. Scolp.(24")
- Piene
- 24"/722" Pneum.Marathon Plus

### Corrimano 15

- Alluminio chiaro
- Acciaio cromato
- Alluminio scuro
- Gommato (a fusione)
- Curve L (24") (\*)
- Gekko (24") (\*)
- Tween Greep (solo 24" e 22")
- Max Grepp
- Max Grepp Ergo (\*)
- ☆ Copricorr. in silicone

(\*) non disponibile con ruote MTB

### Copriraggi 16

- ☆ Trasparenti
- ☆ Neri (satinati)
- ☆ Alfabeto
- ☆ Fantasia


codice: .....  
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

### Ruotine anteriori 17


- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio plastica
- 100 (4"x1) piene cerchio all.
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all.
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio plastica
- 125 (5"x1) piene cerchio all.
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all.
- 150 (6") pneumatiche
- 150 (6") piene
- 175 (7") piene
- 175 (7") pneumatiche

### Posteriore

- Con ruotine per passaggi stretti standard




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva




(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- Senza ruotine per passaggi stretti



- Posteriori curvi



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

### Sbilanciamento 18

- Destro
- Sinistro
- Destro
- Sinistro

(Solo con posteriore curva)

#### Antiribaltamento

- (solo con posteriore dritto)
- ☆ Destro
  - ☆ Sinistro

#### Antiribaltamento girevole


- (Solo con posteriore curvo)
- ☆ Destro
  - ☆ Sinistro

### Monoguida 20

- ◇ Destra
- ◇ Sinistra




### Prolunga passo 21



### Maniglie schienale 22

- Standard
- Regolabili in altezza (max L = 48 cm)
- Schienale con snodo (non consente barra tenditrice) (max L = 48 cm)





### Distanza tra centro mozzo e schienale 23

- 2 cm (prolunga passo)

- 3,5 cm
- 5,5 cm
- 7,5 cm

(Con HP=44 cm)

### Spinte Laterali regolabili 24



- ◇ DX
- ◇ SX

Specificare l'altezza "h"

- ◇ DX
- ◇ SX

Specificare l'altezza "h"

### Appoggiatesta 25

#### A telo




- ☆ Fisso
- ☆ Regolabile in altezza

#### Sagomato



- ◇ Fisso
- △ Regolabile in altezza

#### Orbitale




- △ Sagomato
- △ Avvolgente

Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto  
 Standard: h = 20 cm d = 15 cm  
 h = ..... cm d = ..... cm

### Tavolino 26

- △ Trasparente (\*\*)
- △ Dx△Sx Trasp.Emeplegico
- △ Plastica grigia (max L48)
- △ Morbido imbottito (\*\*)

Specificare il tipo di attacco:  
 singolo  doppio



(Solo con bracciali)

### Cuscino foderato in poliuretano espanso 29



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

### Freni 27

- Classici leva corta
- Classici leva lunga
- A tamburo
- Monofreno dx
- Monofreno sx
- A tamburo + classici

#### Opzioni

- 30  Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 31  Velcro "F" (asola) sul sedile
- 32  Pattina di unione sedile-schienale
- 33  Cuscino rigido imbottito
- 34  Bretellaggio
- 35  Cintura pettorale
- 36  Divaricatore a fasce
- 37 ☆ Protezioni anteriori
- 38 ☆ Barra tenditrice
- 39 △ Dispositivo WC (max L50)
- 40  Tasca portacatetere
- 41 ☆ Portaombrellino

### Divaricatore 28



- ◇ 1
- ◇ 3
- ◇ 5
- ◇ 7 cm
- ◇ ..... cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

#### Opzioni

- 42 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Sing.
- 43 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Dop.
- 44 ☆ Pompetta per pneumatici
- 45 ☆ Set portavaligia
- 46 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 47 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 48 ☆ Zainetto nero
- 49 ☆ Asta portaflebo con mors.
- 50 ☆ Morsetto per asta portaflebo



Ordine N° \_\_\_\_\_  Preventivo  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Riferimento cliente \_\_\_\_\_

**PAGINA 3/3**

gennaio 2018

Rivenditore

- SCHIENALE SAMEKH scocca in alluminio
- SCHIENALE SAMEKH scocca in carbonio

COLORE SCOCCA (se alluminio)  
 (nero opaco di serie).....

- PROFILO ATTIVO
- PROFILO DEEP

DIMENSIONI L X H cm.....  
 EXTRA ACCESSORI: .....  
 NOTE: .....

- CON 2 ATTACCHI LATERALI
- CON 1 ATTACCO CENTRALE (solo per telai rigidi)



- CUSCINO VICAIR

MODELLO.....

DIMENSIONI Lx P cm ..... H.....cm  
 EXTRA ACCESSORI.....

NOTE: .....

- SCHIENALE VICAIR

MODELLO .....

DIMENSIONI L X H cm.....  
 SUPPORTO SCHIENALE.....

EXTRA ACCESSORI.....  
 NOTE: .....

- SCHIENALE NXT

MODELLO.....

LARGHEZZA.....

ALTEZZA.....

NOTE: .....

CON 2 ATTACCHI LATERALI



**SISTEMI POSTURALI**

prodotti o distribuiti in esclusiva da

