

Rivenditore

**Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO**  
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060  
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163  
 Nr. Repertorio DM: 31641/R

**Legenda**


- di serie      ○ accessori con maggiorazione  
 ◇ accessori a N.T.      ☆ accessori a listino  
 ▲ accessori a N.T. con maggiorazione

## IDRA2.0

**IDRA2.0 FISSA**

**IDRA2.0 CON ASSE REGOLABILE**

- L** Larghezza Sedile       34    36    38    40    42    44  
**P** Profondità Sedile       36    38    40    42    44    46  
**HS** Altezza Schienale       27    29    31    33    35    37    39    41  
**HA** Altezza Sedile Anteriore       46    48    50  
**HP** Altezza Sedile Posteriore       40    42    44    46    48  
**DP** Distanza Sedile Pedana       37    39    41    43    45    47    49



**Colore telaio**

- Nero brillante       Nero opaco ①  
 Bianco perlato       Rosso perlato  
 Antracite luc.  
 .....  
 (vedi catalogo "Colori")

**Telo sedile**

- Avvitato       Nylon tensionabile  
 Tensionato       Tessuto traspirante tens.  
 Senza telo schienale  
 Senza telo sedile

**Rivestimento schienale**

- Nylon tensionabile  
 Tessuto traspirante tens.  
 Senza telo schienale  
 Senza telo sedile

**Colore rivestimento schienale**

- Nero ③  
 Colorata (nylon).....  
(colori disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro)  
 Jacquard .....  
(specificare fantasia)  
 Jacquard ..... + Porta Ipad + Pochette  
(specificare fantasia)

**Pedana Unica Tubolare** ④

- 
- Aperta       Chiusa in carbonio  
 Chiusa regolabile

**Maniglie di spinta per accompagnatore** ⑤

- 
- Senza maniglie       Maniglie fisse       Maniglie regolabili in altezza  
 Maniglie a scomparsa

**Distanza tra centro mozzo e schienale** ⑥

- 
- 9 cm (standard)       7 cm  
 0 cm (biamputati)       11 cm  
 3 cm       13 cm  
 5 cm

**Inclinazione schienale regolabile** ⑦

- 
- 89°  
 91° (standard)  
 93°

**Angolo anteriore** ⑧

- 
- 83° (standard) (A = 16 cm)  
 75° (A = 21 cm)

**Campanatura ruote posteriori** ⑨

- 1°       2°  
 3°       4°

**Salva abiti** ⑩

- 
- Alluminio con ala in fibra di carbonio       Estraibile  
 Carbonio dritto       Estraibile

**Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile e ribaltabile** ⑪

- 
- Appoggiagomito**  
 Tubolare  
 Dritto (lungo 26 cm)  
 Classico (lungo 23 cm)  
 Classico (lungo 30 cm)

**Freni** ⑫

- 
- a Scomparsa  
 composite  
 Standard  
 Standard a tiro

**Antiribaltamento girevole** ⑬

- 
- ☆ Destro  
 ☆ Sinistro

Note

Rivenditore \_\_\_\_\_

**Ruote posteriori** (14)

- 24" Ultralight (24 raggi) nere
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
- 24" Star 6x3 (18 raggi) argento
- 24" (36 raggi)
- 24" Mountain-bike nere (Citybike)
- 24" Mountain-bike nere (Offroad)
- 24" Spinergy  
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Spinergy  
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Light (24 raggi) nere
- Coperture**
- Pneum. Marathon Plus
- Pneum. alta pressione Lisce
- Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- Piene 24" non disponibili su ruote Ultralight

**Corrimano** (15)

- Alluminio chiaro
  - Alluminio scuro
  - Acciaio cromato 24"
  - Titanio
  - Gommato (a fusione)
  - Tween Greep 24"
  - Max Grepp 24"
  - Max Grepp Ergo 24" (\*\*)
  - Carbolife Curve L 24" neri
  - CL Curve L TetraGrip neri 24"
  - CL Quadro gommati neri 24"
  - Carbolife GEKKO neri 24"
  - ☆ Copricorr. in silicone
- (\*\*) non disponibili con ruote Star 6x3 e Mountain bike

**Copriraggi** (16)

- ☆ Trasparenti
  - ☆ Neri (satinati)
  - ☆ Alfabeto
  - ☆ Fantasia  
codice: .....
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

**Cuscino foderato in poliuretano espanso** (18)



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

**Ruotine anteriori** (17)

- 80 (3") piene L 25 mm
- 80 (3") piene con luci L 25 mm
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio plastica
- 100 (4"x1) piene con luci
- 100 (4"x1) piene cerchio all. L 25 mm
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio plastica
- 125 (5"x1) piene cerchio all. L 25 mm
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- 125 (5"x1) piene con luci
- 150 (6") pneumatiche
- 150 (6") piene

**Tasche** (19)



- Tasca sotto sedile
- Tasca sedile pendente
- ☆ Porta oggetti
- Tasca schienale

**Set anodizzato** (20)

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24", supporto spondino e forcelle)

- Nero
- Argento
- Verde lime
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

**Opzioni**

- 22  Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 23  Velcro "F" (asola) sul sedile
- 24  Cuscino rigido imbottito h 5
- 25  Bretellaggio
- 26  Cintura pettorale
- 27  Divaricatore a fasce
- 28  Tasca portacateteri
- 29 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella
- 30 ☆ Pompetta per pneumatici
- 31 ☆ Set portavaligia
- 32 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 33 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 34 ☆ Zainetto nero
- 35 ☆ Portaombrellino
- 36 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)

(21)

**Note**

ANTERIORE A Y (standard)



ANTERIORE A V



(L'anteriore a V e' possibile solo con pedana regolabile in inclinazione chiusa)

ANTERIORE DRITTO



(scelta necessaria per larghezza seduta 34cm)

Apertura telaio anteriore .....cm (su misura)

Rivenditore

- SCHIENALE SAMEKH scocca in alluminio
- SCHIENALE SAMEKH scocca in carbonio

COLORE SCOCCA (se alluminio) .....  
(nero opaco di serie).....

- PROFILO ATTIVO
- PROFILO DEEP

DIMENSIONI L X H cm.....  
EXTRA ACCESSORI: .....  
NOTE: .....

- CON 2 ATTACCHI LATERALI
- CON 1 ATTACCO CENTRALE (solo per telai rigidi)



- CUSCINO VICAIR

MODELLO.....

DIMENSIONI Lx P cm ..... H.....cm  
EXTRA ACCESSORI.....

NOTE: .....

- SCHIENALE VICAIR

MODELLO .....

DIMENSIONI L X H cm.....  
SUPPORTO SCHIENALE.....

EXTRA ACCESSORI.....  
NOTE: .....

- SCHIENALE NXT

MODELLO.....

LARGHEZZA.....

ALTEZZA.....

NOTE: .....

CON 2 ATTACCHI LATERALI



## SISTEMI POSTURALI

prodotti o distribuiti in esclusiva da

