

Rivenditore

Legenda

- di serie
- accessori con maggiorazione
- accessori a N.T.
- accessori a listino
- accessori a N.T. con maggiorazione

Comodissima

Sedia da bagno da viaggio, smontabile e riponibile in valigia (su richiesta)

- Telaio smontabile
- Pedana regolabile in altezza, con staffe di appoggio
- Ingombro larghezza: 47cm
- Ingombro lunghezza: 80cm
- Larghezza sedile: 42 cm
- Profondità sedile: 40 cm
- Altezza schienale: 37 cm
- H Braccioli: 19 cm
- Peso: 9.4 Kg
- Dimensioni della valigia: 22x57x53cm
- Peso della valigia: 5.3 Kg
- Peso complessivo: 14.7 Kg
- Portata massima: 80 kg
- Sacchetti in stoffa per riporre i pz smontati: inclusi

S/N:



Opzioni:

- Valigia (cod. VALIGIACOM)



Note
