



Ordine N° _____ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____

Rivenditore

giugno 2019

Legenda

- di serie ○ accessori con maggiorazione
◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
△ accessori a N.T. con maggiorazione

K-BIKE

- Struttura in alluminio
- Telaio smontabile
- Pedana regolabile in altezza, con staffe di appoggio e cinturini fermapiedi
- Due ruote Mountain bike da 20" ammortizzate
- Maniglioni anteriori ad inclinazione variabile, con funzione anche di cavalletto e sfilabili per il trasporto
- Maniglioni posteriori ad inclinazione variabile, con funzione anche di cavalletto e sfilabili per il trasporto
- Larghezza sedile: 42 cm
- Profondità sedile: 42 cm
- Altezza schienale: 58 cm
- Schienale e sedile imbottiti
- Schienale regolabile in inclinazione e ribaltabile per il trasporto
- Braccioli fissi completi di aggo piagomiti e maniglie regolabili di presa
- Freni a disco indipendenti su entrambe le ruote
- Cinghia di sicurezza
- Seduta alta da terra 68 cm
- Peso dell'ausilio Kg 39
- Portata massima: 90 kg

Opzioni:

- Riduzione della larghezza della seduta
- Riduzione della profondità della seduta
- Appoggiatesta sagomato e regolabile
- Bretellaggio

Note