


Riferimento Codici	NOMENCLATORE TARIFFARIO	
Carrozina pieghevole 12.21.06.036	Spostamento forcelle ruote anteriori	12.24.21.112
Struttura leggera 12.24.03.121	Estrazione rapida ruote posteriori	12.24.21.106
Bracciolo ridotto per tavolo 12.24.06.172	Spostamento perni ruote posteriori	12.24.21.109
Schienale prolungato 12.24.06.157	Nr. Repertorio DM: 66025/R	

Legenda	
<input type="checkbox"/> di serie	<input type="checkbox"/> accessori con magg.
<input type="checkbox"/> accessori a N.T.	<input type="checkbox"/> accessori a listino
<input type="checkbox"/> accessori a N.T. con maggiorazione	

ARIEL



L Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36
P Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36
HS Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39
HA Altezza Sedile Anteriore (con misura MAX ruotine anteriori)	<input type="checkbox"/> 38(ra80max) <input type="checkbox"/> 39(ra100max) <input type="checkbox"/> 40(ra125max) <input type="checkbox"/> 42(ra150max) <input type="checkbox"/> 45(ra175max) <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 44(ra150max) <input type="checkbox"/> 46(ra175max)
HP Altezza Sedile Posteriore NB: Ruote posteriori da 20" (per min.HP 34-max HP 43) 22" (per min.HP 36-max HP 45) 24" (per min.HP 38-max HP 48)	<input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
DP Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 29 <input type="checkbox"/> 31 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 cm

Colore telaio	<input type="checkbox"/> Blu metallizzato <input type="checkbox"/> Rosso perlato <input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> Azzurro metallizzato <input type="checkbox"/> Rosa metallizzato <input type="checkbox"/> Bianco perlato	
<input type="checkbox"/> Arancio FLUO <input type="checkbox"/> Verde FLUO	
<input type="checkbox"/> (vedi catalogo "Colori")	

Rivestimento <input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> Nylon tensionabile
<input type="checkbox"/> Tessuto traspirante tens.
<input type="checkbox"/> Senza telo schienale, per s.posturale:
☆ SAMEKH (scheda a parte)
☆ altro schienale posturale:.....

Colore rivestimento (solo rivestimento nylon) <input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Azzurro
<input type="checkbox"/> Rosso <input type="checkbox"/> Verde
<input type="checkbox"/> Bluette <input type="checkbox"/> Arancio

<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> Pedane non estraibili (Freno a tiro obbligatorio per P<30cm)
<input type="checkbox"/> Pedane estraibili (Freno a tiro obbligatorio)
(Freno std a partire da L32cm)

<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> Separata in profilo di alluminio (da DP 17 a DP 31 cm pedana montata sul telaio) (per L24-26-28cm si raccomanda pedana unica)
<input type="checkbox"/> Cinturini fermapiedi

<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Unica in profilo di alluminio (da DP 17 a DP 31 cm pedana montata sul telaio)
<input type="checkbox"/> Cinturini fermapiedi

<input type="checkbox"/> 7
Campanatura ruote posteriori
<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 5°

Salva abiti
<input type="checkbox"/> Plastica
<input type="checkbox"/> Alluminio curvo in tinta

<input type="checkbox"/> Bracciolo a "T" regolabile in altezza, integrato nella spondina in plastica
Appoggiagomito
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 23 cm)
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 30 cm)
<input type="checkbox"/> Diritto (lungo 26 cm)

<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> Bracciolo a "T" regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio
Appoggiagomito
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 23 cm)
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 30 cm)
<input type="checkbox"/> Diritto (lungo 26 cm)

<input type="checkbox"/> 10
<input type="checkbox"/> Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile e ribaltabile
Appoggiagomito
<input type="checkbox"/> Tubolare
<input type="checkbox"/> Diritto (lungo 26 cm)
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 23 cm)
<input type="checkbox"/> Classico (lungo 30 cm)

<input type="checkbox"/> 12
Ruote posteriori
<input type="checkbox"/> 24" (36 raggi) *
<input type="checkbox"/> 22" (36 raggi)
<input type="checkbox"/> 20" (36 raggi)
<input type="checkbox"/> 24" Light (24 raggi) *
<input type="checkbox"/> 22" Light (24 raggi)
<input type="checkbox"/> 20" Light (20 raggi)
Coperture
<input type="checkbox"/> Pneum. HP scolpite 22"/24"
<input type="checkbox"/> Pneum. alta press. lisce 20"/22"/24"
<input type="checkbox"/> Piene
<input type="checkbox"/> Marathon Plus 22" o 24"
* Solo con P=36 o 34 cm

<input type="checkbox"/> 13
Corrimano
<input type="checkbox"/> Alluminio chiaro
<input type="checkbox"/> Acciaio cromato 24"
<input type="checkbox"/> Alluminio scuro
<input type="checkbox"/> Gommato (a fusione)
<input type="checkbox"/> Carbolife Curve L 24" neri
<input type="checkbox"/> Carbolife GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

<input type="checkbox"/> 14
Copriraggi
☆ Trasparenti
☆ Neri
☆ Alfabeto
☆ Fantasia
codice: (vedi catalogo copriraggi fantasia)
☆ Fantasia con scritta personalizzata
"....." (vedi catalogo copriraggi fantasia)

<input type="checkbox"/> 15
Ruotine anteriori
<input type="checkbox"/> 80 (3") piene
<input type="checkbox"/> 80 (3") piene con luci
<input type="checkbox"/> 100 (4") piene
<input type="checkbox"/> 100 (4") piene con luci
<input type="checkbox"/> 100 (4") piene cerchio all.
<input type="checkbox"/> 125 (5") piene
<input type="checkbox"/> 125 (5") piene cerchio all.
<input type="checkbox"/> 125 (5") piene con luci
<input type="checkbox"/> 150 (6") pneumatiche
<input type="checkbox"/> 150 (6") piene
<input type="checkbox"/> 175 (7") piene
<input type="checkbox"/> 175 (7") pneumatiche

Rivenditore

Mod. OFCHIL3R7-IT - inviare a: OFFCARR srl - Via dell'Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia - T +39 049 9325733 - F +39 049 9325733 - commerciale@offcarr.com - www.offcarr.com

Maniglie di spinta (17)

Fisse

Regolabile in altezza dritte

Regolabile in altezza abdotte

Con ruotine per passaggi stretti

Posteriori curvi (senza ruotine per passaggi stretti)

Sbilanciamento (20)

Destro Sinistro

Destro Sinistro

(Solo con posteriore curva)

Antiribaltamento

Dx Sx

☆ Dx e Sx

Monoguida (21)

(solo con campanatura 0°)
(solo ruote 22" o 24")

◇ Destra
◇ Sinistra

Prolunga passo (22)

Antiribaltamento girevole (solo con posteriori curvi)

Dx Sx

☆ Dx e Sx

Appoggiatesta (23)

A telino

☆ Fisso
☆ Regolabile in altezza

Divaricatore (24)

◇ Applicato sul sedile

Altezza dal telo sedile regolabile

Spinte Laterali Swing Away Apribili (25)

◇ DX
◇ SX

Specificare l'altezza "h"

Sagomato

◇ Fisso
△ Regolabile in altezza

Orbitale

△ Sagomato
△ Avvolgente

Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
 Standard: h = 15 cm d = 10 cm
 h = cm d = cm

Set anodizzato (27)

(Cerchi ruote post., mozzi e forcelle)

Nero
 Argento
 Azzurro
 Rosso
 Arancio
 Viola ciclamino

(Solo ruote Light)

Cuscino foderato (28)

in poliuretano espanso

☆ Altezza 3 cm
 ☆ Altezza 5 cm

- ### Opzioni
- 30 Velcro universale (M+F)
 - 31 Velcro "M" (uncino) sul sedile
 - 32 Velcro "M" per VICAIR
 - 33 Velcro "F" (asola) sul sedile
 - 34 Pattina di unione sedile-schienale
 - 35 ◇ Cuscino rigido imbottito
 - 36 ◇ Bretellaggio
 - 37 ◇ Cintura pettorale
 - 38 ◇ Divaricatore a fasce
 - 39 △ Doppia crociera *
 - 40 ☆ Barra tenditrice
 - 41 ☆ Pompetta per pneumatici
 - 42 ☆ Tavoletta anat. schienale
 - 43 ☆ Cintura pelvica a 45°
 - 44 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
 - 45 ☆ Zainetto nero
 - 46 ☆ Portaombrello
 - 47 ☆ Protezioni anteriori
- (* previa autorizzazione tecnica)

Tavolino (26)

△ Trasparente
 △ Morbido imbottito

specificare il tipo di attacco:
 singolo doppio

(Solo con braccioli)

Freni (29)

Classici leva corta (a partire da L32cm)
 Classici leva corta a tiro
 Classici leva lunga
 Integrati nel salva abiti
 Monofreno destro
 Monofreno sinistro
 A tamburo
 Classici + a tamburo

Note

- ### Prodotti correlati:
- Cuscino posturale VICAIR
 - Schienale posturale Samekh
 - Schienale posturale nxt