

Rivenditore

gennaio 2020 pagina 1/2

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
 Nr. Repertorio DM: 63888/R


Legenda

- di serie accessori con maggiorazione
 accessori a N. T. accessori a listino
 accessori a N. T. con maggiorazione

VENUS ADVENTURE

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44 46
P Profondità Sedile 36 38 40 42 44
HS Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39
HA Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
HP Altezza Sedile Posteriore 43 45 47
DP Distanza Sedile Pedana 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

cm




Colore telai

- Titanio lucido Titanio naturale Nero opaco
 Camouflage Verde fluo
 Altro colore:..... Arancio fluo
 (vedi catalogo "Colori")

1 Rivestimento schienale


- Schienale in nylon tensionabile
 Schienale in tessuto traspirante
 Senza telo schienale
 Schienale posturale: ☆ **AMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro:.....

3 Pedana Unica Tubolare




- Aperta Chiusa in carbonio Chiusa regolabile

4 Maniglie di spinta per accompagnatore




- Senza maniglie Maniglie fisse Maniglie regolabili in altezza € 97,00

5 Distanza tra centro mozzo e schienale



- 4 cm
 5 cm
 7 cm (standard)
 9 cm
 11 cm

6 Inclinazione schienale (regolabile)



- 89° 91° (standard) 93°

7 Frog Legs (di serie)



Peso utente :kg


8 Salva abiti




- Alluminio in tinta
 Nero opaco

9 Freni

- Standard
 Standard a tiro
 a Scomparsa
 Composite



10 Antiribaltamento girevole



- ☆ Destro
 ☆ Sinistro

Note

