

PENDEL

PENDEL



PENDEL FD è il completamento ideale della tua carrozzina manuale, per coprire lunghe distanze in modo veloce e confortevole, nella più assoluta indipendenza. Salire è molto semplice: premendo un bottone, PENDEL si abbassa e la pedana posteriore diventa uno scivolo con minima pendenza. Una volta a bordo, la sua trazione elettrica ti farà volare a destinazione in tutta sicurezza e senza spostarti dalla tua carrozzina.

Varie sono le ragioni per le quali PENDEL è l'accessorio ideale da unire ad una carrozzina manuale:

- Su strada è più sicuro e confortevole di una carrozzina elettrica convenzionale.
- E' pratico ed agile come uno scooter e allo stesso tempo sicuro e stabile.
- E' curato nel design, di semplice accesso e maneggevole da guidare.





SPECIFICHE TECNICHE

Velocità massima: 15 km/h
 Autonomia: 40-60 km
 Pendenza: 17 %
 Raggio di sterzata: 3,9 mt

Sospensioni:

Forcella anteriore telescopica.
 Sospensioni pneumatiche posteriori indipendenti.

Guida:

Potenza massima: 2200 W
 Trazione su ruota anteriore con un motore a magneti permanenti.

Controllo velocità:

Variatore elettronico di velocità a 2 posizioni con caratteristiche di:

- partenza dolce;
- recupero di energia frenante;
- protezione da cortocircuito.



DISTRIBUITO DA **off CARR**